

編號	不良檢體退檢原因	備註
01	檢體未貼標籤	
02	檢體與檢驗單姓名不符	
03	檢體標示不清楚	
04	檢體受點滴污染或干擾	
05	檢體與抗凝劑比例不對	
06	容器錯誤	
07	無檢體	
08	有檢體無檢驗單	
09	採檢部位錯誤	
10	檢驗單開錯	
11	Gas 空氣污染	
12	未註明 24 小時尿液總量	門診患者請於衛教單紀錄留尿時間、總量，與檢體一併繳回。住院患者請登錄相關資訊於系統內。
13	未說明藥物濃度之給藥時間	門診患者請於採檢時，將前一次用藥時間告知採檢人員(日/時/分)。住院患者請登錄相關資訊於系統內。
14	未說明藥物濃度之抽血時間	住院患者請登錄相關資訊於系統內。
15	嚴重脂血	脂血達 4+ (>500 mg/dL Intralipid)，干擾檢驗結果；經高速離心無法改善。
16	DNA 含量不足	
17	檢體不足	採檢量請參考採檢手冊。
18	檢體容器破損	
19	醫師要求取消	
20	檢驗單取消不重新開單	
21	檢驗單取消要重新開單	
22	重覆醫囑	
23	無法與其他單位共用同一檢體	
24	其它原因	
25	嚴重溶血(4+以上)	溶血達 4+ (>500 mg/dL Hemoglobin)；溶血未達 4+，但可能干擾檢驗結果，亦進行退檢。
26	檢體外漏	
27	檢體凝固	
28	檢體受抗凝劑污染或干擾	
29	檢體類別錯誤	
30	檢體未冰浴	
31	併單錯誤	
32	羊水檢體抵達已超過 48 小時	
33	羊水檢體週數超過 30 週以上	

34	羊水檢體含大量血液或其他液體	
35	血液細胞檢體已超過三天	
36	血液細胞溶血、血液凝固(clot)或加錯抗凝劑等採檢不良情況	