

特殊材質縫合錨釘

特材代碼	特材品名	產品特性	副作用	與健保給付品項之療效比較
FBS0872201SN	72201881 "史耐輝" 2.0新型微型 固定錨釘	1. 2.0釐米微創手術專用，聚醚醚酮材質 2. 提供2-0 編織縫線，強度佳	1.輕微發炎反應的可能性發生。 2.過敏反應的可能性。 3.深層及淺層感染的可能性。	用傳統軟組織縫合錨釘，縫合破損的旋轉肌韌帶，讓韌帶只有縫合的點與骨頭的點做結合，影響患者韌帶癒後的強度及恢復的活動程度。
FBS08722PKSN	72203378;72203379 "史耐輝" 縫合錨釘及不可 吸收PK縫合錨釘 4.5；5.5mm	1. 獨家中空設計，減少36%材質 2. 在鎖入錨釘的同時也將骨頭鎖入，增加癒合速度 3. 雙條不同顏色縫線方便在關節鏡中操作 4. 提供編織縫線，強度佳	1.輕微發炎反應的可能性發生。 2.過敏反應的可能性。 3.深層及淺層感染的可能性。	用傳統軟組織縫合錨釘，縫合破損的旋轉肌韌帶，讓韌帶只有縫合的點與骨頭的點做結合，影響患者韌帶癒後的強度及恢復的活動程度。
FBS08QFXZZ2K	25-2800 "史耐輝" 縫合錨釘 2.8mm	1.2.8釐米全縫合錨釘帶兩條二號萬能縫線,強度佳 2.減少異物感，球狀植入物設計平均拉力的受力面積 3.依照病人骨質去擴大增強固定效果 4.預先轉緊線材錨釘，當使用機械式轉動部署錨釘時，完整設置錨釘	1.輕微發炎反應的可能性發生。 2.過敏反應的可能性。 3.深層及淺層感染的可能性。	用傳統軟組織縫合錨釘，縫合破損的旋轉肌韌帶，讓韌帶只有縫合的點與骨頭的點做結合，影響患者韌帶癒後的強度及恢復的活動程度。
FBS08722ZZ2K	72290001 "阿碩柯爾"縫合錨釘 5.5mm	1.雙環形設計，可達四條帶線功能，植入操作快速又穩固 2.主體正反轉旋入，錨釘內部雙層固定構造設計，拉出	1.輕微發炎反應的可能性發生。 2.過敏反應的可能性。 3.深層及淺層感染的可能性。	用傳統軟組織縫合錨釘，縫合破損的旋轉肌韌帶，讓韌帶只有縫合的點與骨頭的點做結合，影響患者韌帶癒後的強度及恢復的活動程度。
FBS08722RSSN	72203708 "史耐輝" 縫合錨釘 5.5mm	1. 可吸收材質配方，文獻證實21個月植入物80%被人體吸收；24個月近80%長出骨組織。 2.中空設計，植入後讓骨髓更易流出，文獻證實術後6周，病患旋轉肌韌帶復原生長較厚。 3.配有寬帶縫線，提供更大的接觸面積	1.輕微發炎反應的可能性發生。 2.過敏反應的可能性。 3.深層及淺層感染的可能性。	用傳統軟組織縫合錨釘，縫合破損的旋轉肌韌帶，讓韌帶只有縫合的點與骨頭的點做結合，影響患者韌帶癒後的強度及恢復的活動程度。
FBS08722SFSN	72203853 "史耐輝" 縫合錨釘 1.7mm	1.編織縫線材質直徑1.7釐米 2.主體獨創解鎖倒拉設計、操作方便簡單 3.不鏽鋼主體及鎳鈦合金推桿較易成功植入	1.輕微發炎反應的可能性發生。 2.過敏反應的可能性。 3.深層及淺層感染的可能性。	用傳統軟組織縫合錨釘，縫合破損的旋轉肌韌帶，讓韌帶只有縫合的點與骨頭的點做結合，影響患者韌帶癒後的強度及恢復的活動程度。
FBS08722HCSN	72205135 “史耐輝”縫合錨釘 5.5mm	1. 可吸收材質配方，文獻證實21個月植入物80%被人體吸收；24個月近80%長出骨組織。 2. 中空設計，植入後讓骨髓更易流出，文獻證實術後6周，病患旋轉肌韌帶復原生長較厚。 3. 內部固定與介面固定設計，增加植入物固定力，與固定縫線的能力。 4. 改良穿線裝置，與大孔洞設計，醫師手術穿線更加容易，節省手術時間。	1.輕微發炎反應的可能性發生。 2.過敏反應的可能性。 3.深層及淺層感染的可能性。	用傳統軟組織縫合錨釘，縫合破損的旋轉肌韌帶，讓韌帶只有縫合的點與骨頭的點做結合，影響患者韌帶癒後的強度及恢復的活動程度。